

Anticorpo Monoclonale PE/Cyanine7 Anti-Cd161C/Nk1.1 Di Topo Per Citometria A Flusso - P27814

Numero articolo: CM0008238

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7, specificamente diretto contro CD161c/NK1.1 (NKR-P1C) di topo. Validato per la citometria a flusso (FC) per lo studio della funzione delle cellule NK e dell'immunofenotipizzazione. Adatto per saggi di attivazione e citotossicità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio PE/Cyanine7 anti-CD161c/NK1.1 di topo
Note/alias	Nk1, Ly59, Nk-1, CD161, Ly-59, Ly55c, NK1.1, NKR-P1, Nk1.2, Klrp1b, NK-RP1, Nk-1.2, Nkrp1b, Nkrp1c, ly-55c, NKR-P140, NKR-P1.9
Specie	Topo
GeneID (umano)	3820
GeneID	17059
Immunogeno	Proteina ricombinante; proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 67-223 di CD161/NK1.1 di topo (NP_001153376.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P27814
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante