

Anticorpo Monoclonale PE/Cyanine7 Anti-Cd24 Di Topo Per Citometria A Flusso - P24807

Numero articolo: CM0010755

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniugato con PE/Cyanine7 che riconosce il CD24 di topo, ottimizzato per la citometria a flusso. Da utilizzare nella ricerca sulla differenziazione cellulare, sullo sviluppo dei timociti, sull'attivazione delle cellule B e sull'autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD24
Note/Alias	HSA; Cd24; Ly-52; nectadrina
Specie	Topo
GeneID (Umano)	100133941
GeneID	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo (NP_033976.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P24807
Peso proteico	8kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante