

Anticorpo Monoclonale PE/Cyanine7 Contro Cd3E Di Topo Per Citometria A Flusso - P22646

Numero articolo: CM0009743



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-CD3e di topo del criceto armeno coniugato PE/Cyanine7 per la rilevazione in citometria a flusso della proteina CD3e di topo, una glicoproteina di superficie dei linfociti T coinvolta nell'immunità adattativa - P22646.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine7 anti-CD3e di topo del criceto armeno
Annotazioni/Alias	CD3; T3e; CD3epsilon
Specie	Topo
GeneID (Umano)	916
GeneID	12501
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Criceto armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso
Reattività crociata	Topo
SWISS	P22646
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio