

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1) Per Citometria A Flusso - P05533

Numero articolo: CM0004378

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 specifico per Ly-6A/E (Sca-1) del topo, per citometria a flusso. Validato per reattività nel topo; ideale per studi sulle cellule staminali e sull'attivazione dei linfociti T. Approvvigionamento completo da CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE/Cyanine7 Coniglio anti-Mouse Ly-6A/E (Sca-1)
Note/Alias	TAP; Sca1; Sca-1; Ly-6A.2; Ly-6A/E; Ly-6E.1
Specie	Topo
ID Gene	110454
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-111 del Ly-6A/E (Sca-1) del topo (NP_034868.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	P05533
Peso Proteico	115kDa
Spedizione	Sacca refrigerante