

Mab Anti-Catena B Del Tcr Murino Coniugato A Pe/Cyanine7 Per Fc - A0A0B4J1G9

Numero articolo: CM0011133

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato a PE/Cyanine7 contro la catena β del TCR murino (criceto armeno, validato per FC). Affidabile per la rilevazione mediante citometria a flusso del TCR β in campioni murini. - A0A0B4J1G9

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-catena β del TCR murino coniugato a PE/Cyanine7
Note/Alias	Tib; TCRbeta
Specie	Topo
GenelD (umano)	28614
GenelD	21577
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetizzato derivato dalla catena β del TCR murino.
Origine	Criceto armeno
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	A0A0B4J1G9
Peso della proteina	13 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante