

Anticorpo Monoclonale Anti-Cd11B Umano Di Topo Coniugato Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P11215

Numero articolo: CM0012509



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE/Cyanine7 diretto contro il CD11b umano (Integrina alfa-M). Validato per la citometria a flusso, questo anticorpo si lega specificamente a un recettore mieloide da 127 kDa espresso su monociti e granulociti. Ideale per applicazioni di ricerca in infiammazione e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale anti-CD11b umano di topo PE/Cyanine7
Note/Alias	CR3A; MO1A; CD11B; MAC-1; MAC1A; SLEB6
Specie	Umana
ID Gene	3684
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato dal CD11b umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P11215
Peso proteico	127 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio