

Anticorpo Monoclonale Topo Anti-Umano Cd11C Coniugato Pe/Cyanine7 Per Fc - P20702

Numero articolo: CM0009887



introduzione

Anticorpo monoclonale di topo coniugato con PE/Cyanine7 specifico per CD11c umano (Integrina alfa-X, 128 kDa). Adatto per citometria a flusso, riconosce un recettore del fibrinogeno sui monociti/granulociti coinvolto nell'infiammazione e nell'eritrofagocitosi. - P20702

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cyanine7 topo anti-umano CD11c mAb
Osservazioni/Alias	CD11C; SLEB6
Specie	Umano
GeneID	3687 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante di CD11c umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P20702
Peso proteico	128kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio