

Mab Pe/Cyanine7 Anti-Cd45Ro Umano Di Topo - P08575

Numero articolo: CM0008459



introduzione

Anticorpo monoclonale PE/Cyanine7 anti-CD45RO umano di topo di alta qualità per citometria a flusso (FC). Riconosce l'isoforma umana CD45RO della PTPRC, un marcatore chiave dell'attivazione dei linfociti T. Ideale per la ricerca immunologica e la diagnostica clinica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine7 anti-CD45RO umano di topo
Note / Alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5788
GeneID	5788
Immunogeno	Peptide sintetico derivato da CD45RO umano
Origine	Topo
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P08575
Peso proteico	136kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio