


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Axl Pe/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P30530

Numero articolo: CM0007924



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cianina7 contro AXL umano (UFO). Adatto per la citometria a flusso (FC) su campioni umani. AXL è un recettore tirosin chinasi coinvolto nella sopravvivenza cellulare, nella proliferazione e nell'ingresso virale. Peso proteico: 98 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-umano AXL mAb
Osservazioni/Alias	ARK; UFO; JTK11; Tyro7
Specie	Umano
GeneID (Umano)	558
GeneID	558
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 33-449 di AXL umano (NP_068713.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P30530
Peso proteico	98kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio