

Mab Pe/Cianina7 Coniglio Anti-Umano Cd13/Anpep Per Fc - P15144

Numero articolo: CM0011856



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cianina7 diretto contro CD13/ANPEP umano, validato per citometria a flusso. Ideale per immunofenotipizzazione, analisi della vascolarizzazione tumorale e studi su recettori virali. - P15144

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cianina7 coniglio anti-umano CD13/ANPEP
Note/Alias	APN; AP-M; AP-N; CD13; LAP1; P150; PEPN; hAPN; GP150
Specie	Umana
ID genico (umano)	290
ID genico	290
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 69-967 di CD13/ANPEP umano (NP_001141.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P15144
Peso proteico	110kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio