


Anticorpo Monoclonale Coniugato PE/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd2 Umano Per Fc - P06729

Numero articolo: CM0006000



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanine7 contro il CD2 umano (T11/LFA-2) per citometria a flusso, validato per campioni umani. Ideale per studi sull'adesione e attivazione delle cellule T e NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-CD2 Umano PE/Cyanine7
Note/Alias	T11; SRBC; LFA-2
Specie	Umano
GeneID (umano)	914
GeneID	914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-209 del CD2 umano (NP_001758.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio