


Anticorpo Monoclonale PE/Cianina7 Coniglio Anti-Umano CD314 Per Fc - P26718

Numero articolo: CM0005389



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cianina7 che bersaglia CD314 (NKG2D) umano per citometria a flusso. Riconosce una proteina di membrana di tipo II da 25 kDa coinvolta nella immunosorveglianza mediata dalle cellule NK. Adatto per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cianina7 coniglio anti-umano CD314
Annotazioni/Alias	KLR; CD314; NKG2D; NKG2-D; D12S2489E
Specie	Umana
GeneID (Uomo)	22914
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 73-216 di CD314 umano (NP_031386.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P26718
Peso proteico	25kDa
Spedizione	Sacchetti di ghiaccio