

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd33 Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P20138

Numero articolo: CM0004511



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-umano CD33 coniugato con PE/Cyanine7 per citometria a flusso. Riconosce il CD33 (Siglec-3, p67) sulle cellule monocitiche/mieloidi. Cross-reattività con umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-Umano CD33 mAb
Note/Alias	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	945
GeneID	945
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 18-259 del CD33 umano (NP_001763.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Cross Reattività	Umano
SWISS	P20138
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio