


Mab Pe/Cyanina7 Di Coniglio Anti-Cd38 Umano Per Fc - P28907

Numero articolo: CM0008346



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanina7 contro CD38 umano per citometria a flusso. CD38 è un ectoenzima multifunzionale e un recettore coinvolto nella segnalazione del calcio e nella migrazione dei linfociti. Reattività di specie: Uomo. SWISS: P28907.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE/Cianina7 di coniglio anti-CD38 umano
Note/alias	ADPRC1; cADPR1; ADPRC 1
Specie	Uomo
GeneID (umano)	952
GeneID	952
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 43-300 del CD38 umano (P28907).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo
SWISS	P28907
Peso della proteina	13 kDa/34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante