

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd42B Umano Pe/Cyanine7 Per Fc - P07359

Numero articolo: CM0008377



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7, diretto contro il CD42b umano (catena alfa della glicoproteina Ib piastrinica) per la citometria a flusso. Riconosce la proteina GP1BA nativa sulle piastrine umane, ideale per la ricerca sull'adesione piastrinica e sull'emostasi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD42b umano PE/Cyanine7
Note/alias	BSS, GP1B, VWDP, CD42B, GPIbA, BDPLT1, BDPLT3, DBPLT3, GPIbalfa, CD42b-alfa
Specie	Umano
ID genico	2811
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 15-531 del CD42b umano (NP_000164.5)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P07359
Peso della proteina	72 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante