

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanina7 Di Coniglio Anti-Cd45Rb Umano Per Citometria A Flusso - P08575-9

Numero articolo: CM0012415

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanina7 che bersaglia CD45RB umano (isoforma 7 di PTPRC). Consigliato per citometria a flusso. Rileva l'antigene comune dei leucociti, adatto per l'immunofenotipizzazione di campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                            |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | mAb PE/Cyanina7 Rabbit anti-Human CD45RB                                                                                          |
| Note/Alias            | LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105                                                                            |
| Specie                | Umana                                                                                                                             |
| ID gene (Uomo)        | 5788                                                                                                                              |
| ID gene               | 5788                                                                                                                              |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-463 di CD45RB umano (XP_006711537.1). |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                          |
| Categoria             | Anticorpi monoclonali                                                                                                             |
| Applicazione          | FC                                                                                                                                |
| Reattività incrociata | Umana                                                                                                                             |
| SWISS                 | P08575-9                                                                                                                          |
| Peso proteico         | 135kDa                                                                                                                            |
| Spedizione            | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                             |