


Pe/Cianina7 Coniugato Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd5 Per Citometria Fluorimetrica - P06127

Numero articolo: CM0005499



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cianina7 derivato da coniglio che si targeting del CD5 umano (T1/Leu-1), un recettore di superficie pan-T-cell e B1a-cell. Validato per la citometria a flusso, ideale per studi di immunofenotipizzazione e segnalazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cianina7 Coniugato mAb Coniglio anti-Umano CD5
Osservazioni/Alias	T1; LEU1
Specie	Umano
GeneID	921
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-371 del CD5 umano (NP_055022.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P06127
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio