

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd56/Ncam1 Umano Per La Citometria A Flusso - P13591

Numero articolo: CM0011076



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanine7 contro il CD56/NCAM1 umano (SWISS P13591), validato per la citometria a flusso. Derivato da immunogeno ricombinante (aa 20-413). Utile per studi sull'adesione neuronale e sull'ingresso virale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale (mAb) di coniglio anti-CD56/NCAM1 umano PE/Cyanine7
Note/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4684
GeneID	4684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-413 del CD56/NCAM1 umano (NP_851996.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P13591
Peso Proteico	95kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio