

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd8B Umano Per Fc - P10966

Numero articolo: CM0010212

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 che riconosce il CD8b umano (P10966) per citometria a flusso. Adatto per lo studio della risposta immunitaria e delle funzioni del corecettore delle cellule T. Reagisce in modo incrociato con l'umano.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di coniglio anti-CD8b umano coniugato PE/Cyanine7
Note/Alias	LY3; P37; LEU2; LYT3; Ly-3; CD8B1; CD8beta
Specie	Umano
GeneID (Umano)	926
GeneID	926
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-170 del CD8b umano (NP_004922.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P10966
Peso Proteico	24kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio