

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano Cd90/Thy1 Coniugato Con Pe/Cianina7 Per Citometria A Flusso - P04216

Numero articolo: CM0004421



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cianina7 contro il CD90/Thy1 umano, progettato per applicazioni di citometria a flusso. Ideale per l'immunofenotipazione e la ricerca nella biologia delle cellule staminali, nelle neuroscienze e nella segnalazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-Umano CD90/Thy1 mAb
Osservazioni/Alias	CD90; CDw90
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7070
GeneID	7070
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-130 del CD90/Thy1 umano (NP_006279.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano
SWISS	P04216
Peso proteico	18kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio