

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanina7 Contro Cr2/Cd21 Umano Da Coniglio Per Citometria A Flusso - P20023

Numero articolo: CM0005392



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato PE/Cyanina7 contro CR2/CD21 umano da coniglio, validato per citometria a flusso. Riconosce il corecettore delle cellule B CR2 (CD21, recettore C3d) coinvolto nelle vie del complemento e nell'infezione da EBV. Adatto per la ricerca in immunologia umana.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanina7 Rabbit anti-Human CR2/CD21
Annotazioni/Alias	CR; C3DR; CD21; CVID7; SLEB9
Specie	Umana
ID gene (Umano)	1380
ID gene	1380
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 21-971 di CR2/CD21 umano (NP_001868.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umana
SWISS	P20023
Peso proteico	110kDa/113kDa/118kDa/119kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio