


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Pe/Cyanine7 Anti-FcεR1A Umano Per Fc - P12319

Numero articolo: CM0010229



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 diretto contro FcεR1α umano (Fc-epsilon RI-alpha), il recettore ad alta affinità per IgE. Validato per citometria a flusso (FC). Ideale per la ricerca su allergie e mastociti/basofili.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio PE/Cyanine7 anti-FcεR1α umano
Osservazioni/Alias	FCE1A; FcERI; FCERIA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	2205
GeneID	2205
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-205 di FcεR1α umano (NP_001992.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	P12319
Peso proteico	30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio