


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Ifn-Gamma Umano Pe/Cianina7 Per Citometria A Flusso Intracellulare - P01579

Numero articolo: CM0005730



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cianina7 che targeting l'IFN-gamma umano. Validato per la citometria a flusso intracellulare, ideale per rilevare la produzione di citochine nelle cellule T e NK attivate durante gli studi sulla risposta immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-IFN-gamma umano mAb
Osservazioni/Alias	IFG; IFI; IMD69
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3458
Gene ID	3458
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 24-166 dell'IFN-gamma umano (NP_000610.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	Citometria a flusso (Intracellulare)
Reattività crociata	Umano
SWISS	P01579
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio