

## Mab Anti-Lilrb4/Cd85K/Ilt3 Umano Di Coniglio Coniugato Pe/Cyanine7 - Q8Nhj6

Numero articolo: CM0012662



### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7 diretto contro LILRB4 (CD85k/ILT3) umano, un recettore immunitario inibitorio chiave. Convalidato per citometria a flusso, adatto per studi sulla tolleranza immunitaria, la regolazione dei monociti e l'immunologia dei tumori.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                      |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | mAb anti-LILRB4/CD85k/ILT3 umano di coniglio coniugato PE/Cyanine7                                                                          |
| Note/Alias          | B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5                                                                                                         |
| Specie              | Umano                                                                                                                                       |
| GeneID (Umano)      | 11006                                                                                                                                       |
| GeneID              | 11006                                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-259 di LILRB4/CD85k/ILT3 umano (NP_001265355.2) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                                       |
| Applicazione        | FC                                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umano                                                                                                                                       |
| SWISS               | Q8NHJ6                                                                                                                                      |
| Peso proteico       | 49kDa                                                                                                                                       |
| Spedizione          | Borsa di ghiaccio                                                                                                                           |