

PE/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Umano Per Citometria A Flusso - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0009410



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 che riconosce il PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7). Progettato per la citometria a flusso, questo anticorpo aiuta nello studio delle vie di checkpoint immunitario e dell'evasione immunitaria tumorale nella ricerca e nello sviluppo diagnostico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PD-L1/CD274 umano
Osservazioni/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 del PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Molecolare Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio