

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Tim-3/Havcr2 Umano Coniugato A Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - Q8Tdq0

Numero articolo: CM0008561



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7, specifico per TIM-3/HAVCR2 umano (CD366). Questo reagente riconosce il dominio extracellulare ed è validato per la citometria a flusso, risultando ideale per l'analisi dei checkpoint immunitari nel cancro e nelle infezioni croniche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-TIM-3/HAVCR2 umano coniugato a PE/Cyanine7
Note/alias	TIM3; CD366; KIM-3; SPTCL; TIMD3; Tim-3; TIMD-3; HAVcr-2
Specie	Umano
ID genico (umano)	84868
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-200 di TIM-3/HAVCR2 umano (NP_116171.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q8TDQ0
Peso della proteina	33kDa
Spedizione	Borsa refrigerante