


PE/Cyanine7 Coniglio Anti-Umano Tnf-A Anticorpo Monoclonale Per Fc (Intra) - P01375

Numero articolo: CM0005069



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cyanine7 di coniglio contro TNF- α umano (cachectina, TNFSF2). Progettato per citometria a flusso intracellulare. Riconosce il TNF- α umano; ideale per ricerche su infiammazione, malattie autoimmuni e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-Umano TNF- α mAb
Osservazioni/Alias	DIF; TNFA; TNFSF2; TNLG1F; TNF-alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	7124
GeneID	7124
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 77-233 del TNF- α umano (NP_002344.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra)
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P01375
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio