

Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd19 Umano/Scimmia - Cd19

Numero articolo: CM0004649

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 che riconosce il CD19 per la citometria a flusso. Reagisce in modo crociato con l'umano e la scimmia cynomolgus. Immunogeno ricombinante, bersaglio da 63kDa. Ideale per la ricerca sul linfoma a cellule B e sull'immunoterapia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Anticorpo monoclonale di coniglio anti-CD19 Umano/Scimmia
Note/Alias	CD19
Specie	Scimmia
ID Gene (Umano)	930
ID Gene (Scimmia)	102145514
Immunogeno	Proteina ricombinante; Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-292 del CD19 di scimmia (XP_005591597.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Crociata	Umano, Cynomolgus
Peso Proteico	63kDa
Spedizione	Con borsa del ghiaccio