


Pe/Cianina7 Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd20 Per Fc - P11836

Numero articolo: CM0005912



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cianina7 che targeting CD20 umano, convalidato per la citometria a flusso. Cross-reattività con scimmia cinomolgo. Ideale per applicazioni di ricerca sullo sviluppo, la differenziazione delle cellule B e l'immunoterapia nell'immunofenotipizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD20 mAb
Osservazioni/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	931
ID Gene	931
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 100-200 del CD20 umano mAb (NP_068769.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P11836
Peso proteico	14kDa/33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio