

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd25 Coniugato Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P01589

Numero articolo: CM0008215



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7 mirato al CD25 umano e di scimmia cinomolgo. Progettato per il rilevamento in citometria a flusso del recettore alfa dell'IL-2 sulle cellule T regolatorie e attivate. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-Umano/Scimmia CD25 mAb
Osservazioni/Alias	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	3559
Gene ID	3559
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-213 del CD25 umano (NP_000408.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01589
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio