

Anticorpo Monoclonale Coniugato PE/Cyanina7 Di Coniglio Contro Cd3 Umano/Scimmia Per Fc - P07766

Numero articolo: CM0008393



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanina7 diretto contro la catena epsilon di CD3 di uomo e cinomolgo. Validato per applicazioni in citometria a flusso. Ideale per l'identificazione dei linfociti T e la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanina7 Rabbit anti-Human/Monkey CD3
Note/Alias	T3E; TCRE; IMD18; CD3epsilon
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	916
ID gene	916
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-126 della CD3 umana (NP_000724.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	P07766
Peso proteico	23kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio