

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Umano/Scimmia Cd4 Coniugato Con Pe/Cyanine7 Per Fc - P01730

Numero articolo: CM0006200



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7 mirante al CD4 umano e di cinomolgo, validato per la citometria a flusso. Ideale per la ricerca sulle cellule T helper e sulla funzione immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Human/Monkey CD4 mAb
Note/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	920
Gene ID	920
Immunogeno	Proteina ricombinante del CD4 umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01730
Peso proteico	51kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio