

Mab PE/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd45Ra Umano/Scimmia Per Fc - P08575-8

Numero articolo: CM0010571

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio PE/Cyanine7 contro CD45RA (isoforma P08575-8). Validato per la cross-reattività con antigeni umani e di macaco cinomolgo, adatto per il rilevamento mediante citometria a flusso dell'antigene leucocitario da 138 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD45RA umano/scimmia
Note/alias	LCA; LY5; B220; CD45; L-CA; T200; CD45R; GP180; IMD105
Specie	Umano
ID gene (umano)	5788
ID gene	5788
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-482 di CD45RA umano (P08575-8)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Umano, macaco cinomolgo
SWISS	P08575-8
Peso della proteina	138 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio