


Anticorpo Monoclonale Coniugato PE/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd8A Umano/Scimmia Per Citometria A Flusso - P01732

Numero articolo: CM0008197



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanine7 contro il CD8a umano e del macaco cinomolgo (SWISS: P01732). Validato per citometria a flusso (FC) per rilevare sottopopolazioni di cellule T CD8+ e cellule NK.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb coniugato PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD8a Umano/Scimmia
Note/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Specie	Umano
GeneID (Umano)	925
GeneID	925
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-182 del CD8A umano (NP_001759.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano, Cynomolgus
SWISS	P01732
Peso Proteico	21kDa/25kDa/30kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio