

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-IgD Umano/Scimmia Coniugato A Pe/Cianina7 Per Fc - P01880

Numero articolo: CM0011960



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-IgD umano/scimmia coniugato a PE/Cianina7 per citometria a flusso. Target IgD (catena pesante costante delta dell'immunoglobulina) per studi sulle cellule B e ricerche sulla segnalazione immunitaria. Reattività verso l'uomo e il macaco cinomolgo. P01880.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-IgD umano/scimmia coniugato a PE/Cianina7
Note/Alias	Catena pesante costante delta dell'immunoglobulina
Specie	Uomo
ID del gene	3495
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 99-384 dell'IgD umano
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, macaco cinomolgo
SWISS	P01880
Peso della proteina	47 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante