

Anticorpo Monoclonale Coniugato PE/Cyanina7 Da Coniglio Anti-Pd-1/Cd279 Umano/Scimmia Per Fc - Q15116

Numero articolo: CM0012785



introduzione

Anticorpo monoclonale da coniglio coniugato PE/Cyanina7 che bersaglia PD-1/CD279 umano e di scimmia. Convalidato per citometria a flusso, questo anticorpo contro checkpoint immunitari è ideale per lo studio dell'esaurimento dei linfociti T e applicazioni di immunoterapia oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanina7 Rabbit anti-Human/Monkey PD-1/CD279
Note/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	5133
GeneID	5133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-168 di PD-1/CD279 umano (NP_005009.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Uomo, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio