

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd105/Endoglin Di Topo Coniugato Con Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - Q63961

Numero articolo: CM0008596

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7 e diretto contro CD105/Endoglin di topo. Validato per la citometria a flusso, consente il rilevamento delle cellule endoteliali ed è adatto per la ricerca sull'angiogenesi, sulle patologie cardiovascolari e sulla segnalazione del TGF-beta.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD105/Endoglin di topo coniugato con PE/Cyanine7
Note/alias	Endo; CD105; S-endoglin
Specie	Topo
ID del gene (umano)	2022
ID del gene (topo)	13805
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-581 di CD105 di topo (NP_031958.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q63961
Peso della proteina	70 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante