


Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd11B Di Topo Per Citometria A Flusso - P05555

Numero articolo: CM0010974



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 contro il CD11b del topo (integrina alfa-M). Validato per la citometria a flusso. Reagisce con il topo. Mira al recettore di adesione delle cellule immunitarie coinvolto nella fagocitosi e nell'infiammazione. Ideale per la ricerca in immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD11b di topo
Osservazioni/Alias	CR3; CR3A; MAC1; Cd11b; Ly-40; Mac-1; Mac-1a; CD11b/CD18; F730045J24Rik
Specie	Topo
ID Gene (Umano)	3684
ID Gene	16409
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 143-337 del CD11b del topo (NP_032427.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	P05555
Peso proteico	127kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio