

Anticorpo Monoclonale Pe/Cyanine7 Di Coniglio Anti-Cd150/Slam Di Topo Per Citometria A Flusso - Q9Qum4

Numero articolo: CM0008376

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato con PE/Cyanine7 contro CD150 (SLAM) di topo. Per la citometria a flusso, rileva il recettore autoligando che modula l'attivazione e la differenziazione delle cellule immunitarie. Indicato per l'immunofenotipizzazione e la ricerca sulla segnalazione mediata da SLAM nelle cellule T, nelle cellule B e nei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb PE/Cyanine7 di coniglio anti-CD150/SLAM di topo
Note/alias	Slam, CD150, IPO-3, CDw150, ESTM51, 4933415F16
Specie	Topo
ID genico (umano)	6504
ID genico	27218
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-242 di CD150/SLAM di topo (NP_038758.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	Q9QUM4
Peso della proteina	36 kDa/38 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante