

Pe/Cyanine7 Coniglio Anti-Mouse Cd19 Anticorpo Monoclonale Per Citometria A Flusso - P25918

Numero articolo: CM0010373

introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cyanine7 di coniglio contro CD19 murino, convalidato per la citometria a flusso. Mira all'antigene dei linfociti B CD19 (UniProt P25918), un corecettore delle cellule B coinvolto nella segnalazione BCR e nell'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PE/Cyanine7 Coniglio anti-Mouse CD19 mAb
Specie	Mouse
GenelD (Umano)	930
GenelD	12478
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 19-287 del CD19 murino (NP_033974.2))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (Citometria a Flusso)
Reattività Incrociata	Mouse
SWISS	P25918
Peso Proteico	60kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio