


Pe/Cyanine7 Anticorpo Monoclonale Coniugato Di Coniglio Anti-Cd206/Mmr Di Topo Per Citometria A Flusso - Q61830

Numero articolo: CM0012285



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanine7 contro il CD206/MMR di topo, ideale per il rilevamento dei macrofagi mediante citometria a flusso. Validato su campioni di topo. Parte dell'approvvigionamento di materie prime IVD all-in-one di CamelBio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb PE/Cyanine7 Coniugato di Coniglio anti-CD206/MMR di Topo
Note/Alias	MR; CD206
Specie	Topo
GeneID (Umano)	4360
GeneID	17533
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-154 del CD206/MMR di topo (NP_032651.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC (intra), FC
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q61830
Peso Proteico	165 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio