

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd223/Lag-3 Coniugato A Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - Q61790

Numero articolo: CM0004877



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 contro LAG-3 (CD223) murino, validato per la citometria a flusso. Adatto per studi sulla regolazione dei checkpoint immunitari, sull'esaurimento delle cellule T e sull'immunologia tumorale in modelli murini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD223/LAG-3 mAb
Note/Alias	Ly66; CD223; LAG-3
Specie	Mouse
GeneID (Umano)	3902
GeneID	16768
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 24-442 del CD223/LAG-3 murino (NP_032505.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	Q61790
Peso proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio