

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanine7 Rabbit Anti-Mouse Cd23 Per Citometria A Flusso - P20693

Numero articolo: CM0009490

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato PE/Cyanine7 che riconosce CD23 murino (FcεRII), validato per citometria a flusso. Recettore a bassa affinità per le IgE, essenziale per studi di differenziazione dei linfociti B e regolazione delle IgE nella ricerca immunologica murina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD23
Note/Alias	CD23; Fce2; Fcer2; Ly-42
Specie	Mouse
GeneID (Uomo)	2208
GeneID	14128
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-331 di CD23 murino (NP_038545.1)
Origine	Rabbit (Coniglio)
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P20693
Peso proteico	38kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio