

Anticorpo Monoclonale Rabbit Anti-Mouse Cd25 Pe/Cyanine7 Per Fc - P01590

Numero articolo: CM0012637

introduzione

Anticorpo monoclonale rabbit coniugato PE/Cyanine7 diretto contro CD25 (IL-2RA) di topo. Ottimizzato per applicazioni di citometria a flusso. Riconosce la subunità alfa del recettore per interleuchina-2 di 31 kDa, un elemento chiave nella tolleranza immunitaria mediata dalle Treg.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome prodotto	mAb PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD25
Note/Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Specie	Topo
GeneID (Uomo)	3559
GeneID	16184
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 22-236 di CD25 di topo (NP_032393.3).
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P01590
Peso proteico	31kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio