

Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cyanine7 Di Coniglio Anti- Cd34 Di Topo Per Fc - Q64314

Numero articolo: CM0009139

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cianina7 specifico per il CD34 di topo, per citofluorimetria. Reagisce con il topo. Adatto per l'identificazione delle cellule staminali ematopoietiche, l'analisi del midollo osseo e studi di adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD34 di topo PE/Cyanine7
Osservazioni/Alias	CD34; molecola CD34; GIG3; MORT1
Specie	Topo
Gene ID (Umano)	947
Gene ID	12490
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-287 del CD34 di topo (NP_598415.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Topo
SWISS	Q64314
Peso proteico	41kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio