


PE/Cianina7 Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd38 Per Citometria A Flusso - P56528

Numero articolo: CM0011678



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato con PE/Cianina7 contro il CD38 murino per citometria a flusso. Reagisce con il CD38 murino, una glicoproteina transmembrana coinvolta nella mobilizzazione del calcio e nella segnalazione delle cellule immunitarie. Ideale per la ricerca immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cianina7 Coniglio anti-mouse CD38 mAb
Osservazioni/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Specie	Mouse
Gene ID (Umano)	952
Gene ID	12494
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Mouse
SWISS	P56528
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio