

## Anticorpo Monoclonale Coniugato Pe/Cianina7 Coniglio Anti-Topo Cd4 Per Citometria A Flusso - P06332

Numero articolo: CM0006148

### introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cianina7 che bersaglia CD4 di topo. Validato per citometria a flusso. Ideale per lo studio dello sviluppo dei linfociti T helper, della risposta immunitaria e della differenziazione dei macrofagi.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                           |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | mAb PE/Cianina7 coniglio anti-topo CD4                                                                                           |
| Note/Alias          | L3T4; Ly-4                                                                                                                       |
| Specie              | Topo                                                                                                                             |
| ID gene (Uomo)      | 920                                                                                                                              |
| ID gene             | 12504                                                                                                                            |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-394 della CD4 di topo (NP_038516.1). |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                         |
| Categoria           | Anticorpi monoclonali                                                                                                            |
| Applicazione        | FC                                                                                                                               |
| Reattività crociata | Topo                                                                                                                             |
| SWISS               | P06332                                                                                                                           |
| Peso proteico       | 51kDa                                                                                                                            |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                            |