

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd44 Coniugato A Pe/Cyanine7 Per Fc - P15379

Numero articolo: CM0011066



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7 mirato al CD44 murino (Ly-24/Pgp-1/HERMES). Validato per applicazioni di citometria a flusso (FC). Solo per uso di ricerca, ideale per studi sull'homing dei linfociti, sull'adesione e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PE/Cyanine7 Rabbit anti-Mouse CD44 mAb
Osservazioni/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Specie	Mouse
GeneID (umano)	960
GeneID	12505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-176 del CD44 murino (NP_033981.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività incrociata	Mouse
SWISS	P15379
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio