

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd48 Murino Coniugato Pe/Cyanine7 (Citometria A Flusso) - P18181

Numero articolo: CM0008031



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato PE/Cyanine7, diretto contro il CD48 murino (SLAMF2), validato per la citometria a flusso. Ideale per lo studio dell'attivazione dei linfociti, della funzione delle cellule NK e della formazione della sinapsi immunologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD48 murino coniugato PE/Cyanine7
Note/alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Specie	Topo
ID gene (umano)	962
ID gene	12506
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-216 del CD48 murino (NP_031675.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P18181
Peso della proteina	27 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante