

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Cd56/Ncam Di Topo Coniugato A Pe/Cyanine7 Per Citometria A Flusso - P13595

Numero articolo: CM0007778



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio coniugato a PE/Cyanine7, diretto contro CD56/NCAM di topo. Validato per la citometria a flusso, consente il rilevamento preciso della molecola di adesione delle cellule nervose nei campioni di topo. Ideale per la ricerca neuroscientifica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-CD56/NCAM di topo coniugato a PE/Cyanine7
Note/alias	CD56; Ncam; E-NCAM; NCAM-1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	4684
ID del gene	17967
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 20-711 di CD56 di topo (NP_001106675.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	FC
Reattività crociata	Topo
SWISS	P13595
Peso della proteina	119 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante